

Pressemitteilung
Nr. 097a/2024

Die neue Guard-Baureihe auf einen Blick

Guard S1

Bauart	Bodenstaubsauger mit Staubbeutel
Positionierung	Einstiegsklasse
Leistungsaufnahme	890 Watt
Gewicht	5,6 kg (inkl. Zubehör)
Staubbeutel	Miele HyClean Pure TU – 3,5 Liter Volumen; 99,99% Filtration i. V. m. Miele AirClean Filter; besteht zu 80% aus Recyclingmaterial Sicheres Einrasten des Beutels an Vorrichtung des Staubsaugers mit akustischem Klicken für optimale Hygiene und zum Schutz des Saugers (ComfortFit)
Aktionsradius	10 Meter
Bedienung	Drehwahlschalter
Leistungsstufen	Vier (Gardinen/Textilien, Polstermöbel, Teppichböden, Hartböden)
Zubehör	Saugpinsel, Fugendüse und Polsterdüse
Vernetzung	Registrierung in der Miele App möglich (zeigt passendes Zubehör, Garantiestatus und Gebrauchsanweisung)
Farben	Brillantweiß, Obsidianschwarz, Sunsetgelb, Terrarot,
Preis	ab 189 EUR
Verfügbarkeit	ab Januar 2025

Guard M1

Bauart	Bodenstaubsauger mit Staubbeutel
Positionierung	Mittelklasse
Leistungsaufnahme	550 Watt, 700 Watt oder 890 Watt (je nach Modell)
Gewicht	6,6 kg (inkl. Zubehör)
Staubbeutel	Miele HyClean Pure CO – 3,5 Liter Volumen; 99,99% Filtration i. V. m. Miele AirClean Filter; besteht zu 80% aus Recyclingmaterial Sicheres Einrasten des Beutels an Halteplatte des Staubsaugers mit akustischem Klicken für optimale Hygiene und zum Schutz des Saugers (ComfortFit)
Aktionsradius	11 Meter
Bedienung	Mode-Taste
Leistungsstufen	Vier (Gardinen/Textilien, Polstermöbel, Teppichböden, Hartböden)
Zubehör	Saugpinsel, Fugendüse und Polsterdüse (im Gerät integriert)
Vernetzung	Registrierung in der Miele App möglich (zeigt passendes Zubehör, Garantiestatus und Gebrauchsanweisung)
Farben	Brillantweiß, Casagrau, Nordicblau, Obsidianschwarz, Sunsetgelb
Preis	ab 259 EUR
Verfügbarkeit	ab Januar 2025

Guard L1

Bauart	Bodenstaubsauger mit Staubbeutel
Positionierung	Premiumklasse
Leistungsaufnahme	550 Watt, 700 Watt, 890 Watt (je nach Modell)
Gewicht	6,7 kg (inkl. Zubehör)
Staubbeutel	Miele HyClean Pure TU – 3,5 Liter Volumen; 99,99% Filtration i. V. m. Miele AirClean Filter; besteht zu 80% aus Recyclingmaterial Sicheres Einrasten des Beutels an Halteplatte des Staubsaugers mit akustischem Klicken für optimale Hygiene und zum Schutz des Saugers (ComfortFit)
Aktionsradius	12 Meter
Bedienung	Großes Bedienelement mit LED-Anzeige oder Farbdisplay (L1 Comfort)
Leistungsstufen	Vier (Gardinen/Textilien, Polstermöbel, Teppichböden, Hartböden) bzw. fünf inkl. Automatikmodus (L1 Comfort)
Zubehör	Saugpinsel, 2in1 Polster- und Fugendüse
Vernetzung	Registrierung in der Miele App möglich (zeigt passendes Zubehör, Garantiestatus und Gebrauchsanweisung) oder aktive Vernetzung mit Benachrichtigung, wenn Staubbeutel oder Filter gewechselt werden müssen (L1 Comfort)
Farben	Terrarot, Nordicblau, Brillantweiß, Obsidianschwarz, Casagrau, Titanium Pearlfinish
Preis	ab 299 EUR
Verfügbarkeit	ab Januar 2025